

Instruções para

# Coleta de Insetos

## Orientações Específicas

Para coleta de amostras para análise de **insetos**, devem ser observadas as informações a seguir:

**A**



Insetos de Asas Frágeis, como borboletas ou libélulas

**B**



Insetos de corpo mole, como larvas e lagartas

**C**



Outros insetos

Para insetos de asas frágeis (A), acomodá-los com asas fechadas dentro de envelopes de papel vegetal feitos de acordo com o tamanho do inseto. Depois, colocar os envelopes em caixa protegida e enviar ao AGRONÔMICA;

Insetos de corpo mole (B) deverão ser mortos em água aquecida a 70°C (estado em que surgem bolhas na água, sem ferver) e, posteriormente, acondicionados em frasco plástico com álcool 70%;

Para outros insetos, optar entre o envio em frascos contendo álcool 70%, utilizando sempre frascos bem fechados e sem risco de vazamento ou em recipiente rígido, com papel picado ou algodão. Se precisar, insira as informações (a lápis) dentro do frasco, em papel.

## Orientações Gerais:

- Evitar que o exemplar seja danificado durante o transporte até o laboratório.
- Insetos devem ser manuseados com pinças maleáveis que não os danifiquem. Para a captura de insetos voadores, recomenda-se o uso de rede entomológica. Embalar as armadilhas adesivas usadas para a coleta de insetos voadores de pequeno porte em filme de PVC e enviá-las, em caixas de papelão, ao laboratório.



**Endereço para envio: Av. Ipiranga, 7464, Conjunto 1202 Bairro Jardim Botânico, CEP 91530-000, PORTO ALEGRE – RIO GRANDE DO SUL – BRASIL.**



**Toda amostra enviada deve conter o número de protocolo efetuado no PORTAL DO CLIENTE: <https://sga.agronomicabr.com.br/sga/extranet/>**